

# Pro cleaner®

## GAZE ROSE IMPRÉGNÉE

**Non tissé thermolié**  
**Conforme à l'usage médical**

Imprégnée pour une excellente  
rétention des poussières

Sachet refermable anti-dessèchement



### > Utilisation

Gaze à usage unique, en non tissé, imprégnée d'une huile médicinale pour le balayage humide et le dépoussiérage pour tous types de sols y compris en milieu médical.

### > Mode d'emploi

Placer la gaze sur le sol. Positionner le balai trapèze au centre de la gaze et enfoncer chaque coin dans les bouchons fixe-gaze du balai. Décrire de grands "S" sur le sol sans soulever le balai, la poussière sera retenue par l'action électrostatique de la gaze et par l'huile d'imprégnation. Jeter après utilisation.

### > Composition

- Gazes : 100% polypropylène thermolié 100% recyclable
- Huile médicinale obtenue à partir de matières premières sélectionnées ayant subi des traitements spécifiques afin d'éliminer les impuretés et se conformer aux directives de la Pharmacopée Européenne.

### > Caractéristiques

	271101A
Couleur	Rose
Longueur	600 mm (+/-1.2%)
Largeur	300 mm (+/-1.2%)
Épaisseur	0,2 mm
Poids (avec huile)	18 g / m <sup>2</sup> (+/- 2.5 %)
Taux imprégnation	10-12 %
Emballage	sachet refermable anti-dessèchement
Absorption	300 %

Emballages :

- Carton : 75% de matière recyclée
- Sachet : 35% de matière recyclée

### > Logistique

Rose  
60 x 30 cm

Cdt	paquet de 50
Colis	20 pqt x 50
Colis dim ext (cm)	59 x 29,5 x 20 H
Poids brut	4,5 kg
Code produit	271101A

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots  
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon  
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

## MATÉRIEL & ÉQUIPEMENT