

Ultra BAC®



LINGETTE DÉSINFECTANTE

Désinfection sans rinçage
des objets, surfaces
et mains

Désinfection rapide des mains
Large spectre antimicrobien
Produit actif sur Coronavirus



Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

> Utilisation

Lingettes désinfectantes, sans rinçage, pour les surfaces et les équipements en contact avec les aliments (plan de travail, sondes alimentaires...)

> Mode d'emploi

Frotter la surface ou les mains à l'aide de la lingette, sans oublier les espaces interdigitaux, le pourtour des ongles, les poignets et la pulpe des doigts, pendant au moins 2x45s sur les mains. Temps de contact pour les surfaces : 5min. Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre. Jeter les lingettes usagées dans un conteneur à déchets.

> Composition

Solution d'imprégnation des lingettes : Substances actives :
substance active biocide (TP1, TP2 et TP4) : Ethanol CAS n°64-17-5 (65.8%).
Non-tissé : Résistant blanc, 25g/m²

> Caractéristiques

Dimensions lingette : 130 x 180 mm environ.

> Propriétés microbiologiques

ACTIVITÉ	TEMPS	NORMES
Bactéricide	1 min	EN 1276 ⁽²⁾ (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Enterococcus hirae)
		EN 13697 ⁽²⁾ (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Enterococcus hirae)
	30 sec	EN 13727 ⁽¹⁾ (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Enterococcus hirae)
		EN 1500 (Escherichia coli)
Levuricide	1 min	EN 1650 ⁽²⁾ (C. albicans)
		EN 13697 ⁽²⁾ (C. albicans)
Fongicide	5 min	EN 13697 ⁽²⁾ (C. albicans, Aspergillus Basiliensis)
	1 min	EN 13624 ⁽¹⁾ (C. albicans, Aspergillus Basiliensis)
Virucide	15 min	EN 14476 ⁽²⁾ (Virus de la Vaccine souche Ankara ATCC - VR1508)
	30 sec	EN 14476 ⁽¹⁾ (Coronavirus humain 229E)
	1 min	EN 14476 ⁽¹⁾ (H1N1, Norovirus, Rotavirus)
	5 min	EN 16777 ⁽¹⁾ (SARS-CoV-2)

⁽¹⁾ Conditions de propreté ⁽²⁾ Condition de saleté

> Précautions d'emploi

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Ce produit est réservé à l'usage externe, sur peau saine exclusivement. Utilisation réservée aux professionnels. Consulter la fiche de données de sécurité.

> Logistique

	100 lingettes
Conditionnement	boîte
Colis	12 boîtes
Colis dimensions extérieures (cm)	34.2 x 26,2 x 19.5 H
Poids brut	3.148 kg
Code produit	520001

401142



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

HYGIÈNE CORPORELLE