



SAC OUVERTURE SOLUBLE ÉTANCHE

Collecte, transport & lavage du linge

Réduit les risques de contamination

Bande étanche aux bactéries



> Utilisation

Sac à ouverture soluble rouge à usage unique, destiné à la collecte, au transport et au lavage du linge contaminé ou souillé.
Sacs PE étanche au linge humide - recyclable (suivant filière) + bande centrale incolore et lien bleu solubles à l'eau froide pour une libération rapide du linge en machine à laver.
Le sac fermé est placé directement en machine à laver, ce qui permet de réduire les manipulations et donc les risques de contamination.

> Mode d'emploi

Fermer le sac de linge à l'aide du lien soluble en faisant une seule boucle (ne pas nouer le sac et ne pas utiliser un autre type de lien).
Introduire le sac de linge dans un sac doublure en toile ou en polyéthylène pour le transfert en blanchisserie.
Placer le sac fermé directement dans la machine à laver.
Ne pas toucher la bande ni le lien de fermeture avec du linge humide.

> Composition

Polyéthylène + PVOH


> Caractéristiques

Sac équipé d'un lien de fermeture et d'une bande étanche aux bactéries, tous deux solubles à l'eau froide. Ils se dissolvent en 1er cycle de lavage, libérant ainsi le linge. Bande étanche aux bactéries sécurisée (recouverte par le polyéthylène) afin que le linge humide à l'intérieur du sac ne l'affecte pas.

- Couleur : Rouge
- Dimensions : 45 x 76 cm
- Taille du soufflet : 13 cm
- Epaisseur : 15 µ (+/- 3 µ)
- Poids : 15 g environ

Lien soluble
à l'eau froide
incorporé dans
le soufflet

Sac en
polyéthylène
haute densité



Bandé étanche aux bactéries
soluble à l'eau froide, collée-recouverte

> Précautions d'emploi

Stocker à l'abri de l'humidité.
Utilisation réservée aux professionnels

> Logistique

Conditionnement	200 pcs
sachet de 50 pcs	
Colis	4 sachets
Colis dim ext (cm)	50 x 30 x 8 H
Poids brut	3,2 Kg
Code produit	291028