



ECODÉTERGENT

RESTAURATION



exeol food SR

Désinfectant sans rinçage certifié par Ecocert

► Solution prête à l'emploi pour la désinfection sans rinçage des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires.

Usage par essuyage des surfaces, plans de travail, équipements.

- Actif dès 2 min. (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés).
- En 15 min. : fongicide
- Adapté aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
- Sans rinçage.
- Sans parfum.



Mode d'emploi

⚠ Utiliser uniquement sur des surfaces résistantes à l'alcool. En cas de doute, réaliser au préalable un essai sur une petite surface.

exeol food SR s'utilise non dilué sur une surface préalablement nettoyée et rincée. Respecter le plan d'hygiène de l'établissement.

▪ Spray 750mL :

Lors de la première utilisation, détacher la protection d'inviolabilité de la buse.

1. Déverrouiller la sécurité du spray. **2.** Pulvériser uniformément sur la surface de manière à bien couvrir la zone à traiter ($\pm 8\text{mL/m}^2$, à 20-30 cm de la surface). **3.** Essuyer à l'aide d'un support adapté. **4.** Temps de contact : dès 2 min. selon le spectre d'activité recherché. Après le temps de contact approprié, laisser sécher ou essuyer avec une lingette sèche. **5.** Ne pas rincer. **6.** Verrouiller la sécurité après utilisation.

Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.

▪ Bidon 5L :

Le bidon de 5L est conçu pour une utilisation en pulvérisateur à pression préalable.

Lors de la première utilisation, retirer la bague d'inviolabilité puis dévisser le bouchon.

1. Dévisser le bouchon du bidon et transvaser le contenu dans le pulvérisateur avant la mise sous pression. Refermer le bouchon du bidon. **2.** Pulvériser uniformément sur la surface de manière à bien couvrir la zone à traiter ($\pm 8\text{mL/m}^2$, à 20-30cm de la surface). **3.** Essuyer à l'aide d'un support adapté. **4.** Temps de contact : dès 2 min. selon le spectre d'activité recherché. Après le temps de contact approprié, laisser sécher ou essuyer avec une lingette sèche. **5.** Ne pas rincer.

Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.

+ PRODUIT

FONGICIDE
15 MIN.

BACTERICIDE
LEVURICIDE
2 MIN.

VIRUCIDE
CONTRE LES
VIRUS
ENVELOPPÉS
2 MIN.

BONNES PRATIQUES



SPRAY
MOUSSE



PRÊT À
L'EMPLOI




PULVÉRISATEUR
À PRESSION



SURFACES CONTACT
ALIMENTAIRE



SANS
RINÇAGE



5 ± 0,5
pH

Présentations commerciales

- Carton 6 x 750mL : EXP0011
- Carton 2 x 5L : EXP0012

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL



Dossier produit disponible sur
www.exeol.fr

PRO
exeol
UNE DIVISION SODEL

exeol food SR

Désinfectant sans rinçage certifié par Ecocert

Propriétés microbiologiques

Conditions de propreté, prêt à l'emploi, 20°C :

	ESSAIS	SOUCHES	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide	EN 1276	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> <i>Escherichia coli</i>	2 min.
	EN 13697	Souches additionnelles : <i>Campylobacter jejuni</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Salmonella Choleraesuis</i> , <i>Salmonella Typhimurium</i> , <i>Salmonella Enteritidis</i>	
	EN 16615	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	
Levuricide	EN 1650 EN 13697 EN 16615	<i>Candida albicans</i>	2 min.
Fongicide	EN 1650 EN 13697	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	15 min.
Virucide contre les virus enveloppés	EN 14476 EN 16777	Virus de la Vaccine ¹	2 min.
Actif sur Norovirus et Adénovirus	EN 14476 EN 16777	Adénovirus Humain de type 5, Norovirus murin	5 min.

¹Le Virus de la Vaccine est le virus représentatif des virus enveloppés présentés dans l'Annexe A des normes EN 14476+A2 et EN 16777, comme par exemple : Virus de l'hépatite B (VHB) ; Virus de l'hépatite C (VHC) ; Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; Herpesviridae (Herpès virus) ; Coronavirus ; Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole ; ...

Composition	Caractéristiques	Précautions d'emploi
Préparation liquide biocide TP2/TP4. Substance active biocide (% m/m) : Ethanol (CAS: 64-17-5) 59%. Contient : Alcohol, aqua, isopropyl alcohol, tert-butyl alcohol, sorbic acid. 97.9% des ingrédients sont d'origine végétale et/ou minérale.	- Etat physique : Liquide - pH : $5 \pm 0,5$ - Parfum : Non parfumé - Couleur : Incolore - Masse volumique : 0,881 – 0,891 g/mL	Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. UFI : CN49-H055-P00A-QWPM



UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

 Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

PRO
exeol
UNE DIVISION SODEL